



## **DECOMEDICAL DECOPEEL**

24800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DECOPEEL (MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA)

### PRZEZNACZENIE WYROBU

Decopeel jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania zabiegów mikrodermabrazji, polegających na kontrolowanym, powierzchniowym złuszczeniu warstwy rogowej naskórka w celu poprawy wyglądu skóry oraz jej kondycji estetycznej.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gabinetach kosmetycznych i estetycznych przez wykwalifikowany personel.

### ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie wykorzystuje technologię mikrodermabrazji z zastosowaniem drobnych,

kalibrowanych kryształów tlenku glinu (korundu). Kryształy są aplikowane na powierzchnię skóry, gdzie wywołują efekt delikatnej abrazyjnej eksfoliacji naskórka. Następnie, wraz z usuniętymi komórkami skóry, są zasysane do zamkniętego systemu zbiorczego.

Proces ten umożliwia odsłonięcie świeższych warstw naskórka oraz przygotowanie skóry do dalszych zabiegów kosmetycznych.

#### WSKAZANIA DO STOSOWANIA (ESTETYCZNE)

Urządzenie może być stosowane w celu poprawy wyglądu skóry, w szczególności w przypadku:

- \* nierównej struktury skóry,
- \* rozszerzonych porów,
- \* skóry z oznakami starzenia (np. drobne linie),
- \* skóry z tendencją do zanieczyszczeń lub zrogowaceń,
- \* skóry wymagającej odświeżenia i wygładzenia.

#### OBSZARY ZASTOSOWANIA

- \* twarz
- \* szyja
- \* dekolt
- \* inne wybrane partie ciała (zgodnie z procedurą zabiegową)

#### CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- \* zabieg nieinwazyjny i powierzchniowy
- \* regulowana intensywność pracy (przepływ kryształów i podciśnienie)
- \* system zamkniętego obiegu z oddzielnymi pojemnikami na materiał czysty i zużyty
- \* rękojeść zabiegowa umożliwiająca jednoczesną aplikację i odsysanie kryształów

#### KORZYŚCI UŻYTKOWE

- \* mechaniczne złuszczenie naskórka bez użycia substancji chemicznych
- \* poprawa gładkości i jednolitości skóry
- \* przygotowanie skóry do aplikacji preparatów kosmetycznych
- \* możliwość dostosowania parametrów zabiegu do rodzaju skóry

#### BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

- \* wyrób przeznaczony do stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania
- \* zabiegi powinny być wykonywane przez przeszkolony personel
- \* urządzenie posiada oznakowanie CE i jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych

-----

## KLAUZULA MDR (WAŻNA)

Wyrób przeznaczony do zastosowań estetycznych. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.