



DECOMEDICAL GALENPORA (MEZOPORACJA I MIKRODERMABRAZJA)

46800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

GALENPORA (MESOPORACJA + MIKRODERMABRAZJA)

PRZEZNACZENIE WYROBU

Galenpora jest urządzeniem przeznaczonym do wykonywania nieinwazyjnych zabiegów estetycznych na skórze twarzy i ciała, polegających na:

- * wspomaganie powierzchniowego złuszczenia naskórka,
- * zwiększeniu przenikalności naskórka dla substancji kosmetycznych,
- * poprawie ogólnego wyglądu i kondycji skóry.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gabinetach kosmetycznych i estetycznych przez wykwalifikowany personel.

ZASADA DZIAŁANIA

1. MEZOPORACJA (ELEKTROPORACJA)

Technologia mezoporacji wykorzystuje impulsy elektryczne do czasowego zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych skóry, co umożliwia lepsze przenikanie składników aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych.

Proces ten odbywa się bez użycia igieł i ma charakter nieinwazyjny.

2. MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA (MICRODERMOPEELING)

Funkcja mikrodermabrazji polega na kontrolowanym, powierzchniowym ścieraniu warstwy rogowej naskórka przy użyciu głowic diamentowych oraz podciśnienia.

Zabieg:

- * wspomaga usuwanie zrogowaciałego naskórka,
- * może sprzyjać poprawie mikrokrążenia i dotlenienia skóry,
- * przygotowuje skórę do dalszych procedur kosmetycznych.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA (ESTETYCZNE)

Urządzenie może być stosowane w celu poprawy wyglądu skóry, w szczególności w przypadku:

- * skóry o nierównej strukturze,
- * skóry wymagającej odświeżenia i wygładzenia,
- * skóry o obniżonej elastyczności,
- * skóry z tendencją do zanieczyszczeń lub nadmiernego rogowacenia,
- * skóry wymagającej przygotowania do aplikacji preparatów kosmetycznych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- * twarz
- * szyja
- * dekolt
- * wybrane partie ciała (zgodnie z procedurą zabiegową)

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- * połączenie dwóch technologii w jednym urządzeniu (mezoporacja + mikrodermabrazja)
- * regulowane parametry pracy (intensywność podciśnienia i impulsów)
- * głowice zabiegowe do mikrodermabrazji diamentowej

- * możliwość pracy z preparatami kosmetycznymi
- * sterowanie za pomocą systemu elektronicznego (w tym panel/tablet z oprogramowaniem)

KORZYŚCI UŻYTKOWE

- * nieinwazyjny charakter zabiegów
- * mechaniczne złuszczenie naskórka bez użycia substancji chemicznych
- * wsparcie w aplikacji kosmetyków pielęgnacyjnych
- * możliwość dostosowania zabiegu do rodzaju skóry
- * zastosowanie w procedurach pielęgnacyjnych twarzy i ciała

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

- * wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania
- * zabiegi powinny być wykonywane przez przeszkolony personel
- * urządzenie oznakowane znakiem CE i przeznaczone do zastosowań estetycznych
- * producent działa w systemach jakości ISO 9001 oraz ISO 13485

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyrób przeznaczony wyłącznie do zastosowań estetycznych. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.