



ISOL OVERLINE INFINITY BODY SHAPE SCULPT ENDERMO

168000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

ISOL OVERLINE INFINITY BODY SCULPT ENDERMO

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Infinity Body Sculpt to wielofunkcyjne urządzenie estetyczne przeznaczone do wykonywania zabiegów modelujących sylwetkę oraz poprawiających wygląd skóry w warunkach profesjonalnych.

Urządzenie stanowi platformę technologiczną umożliwiającą integrację różnych metod oddziaływania fizycznego na tkanki, z możliwością pracy w trybie pojedynczym lub łączonym (synergicznym).

2. BUDOWA I KONSTRUKCJA

System składa się z następujących elementów:

- * jednostka główna z układem sterowania
- * dotykowy panel operatorski (ok. 10")
- * manipulator zabiegowy (rękojeść robocza)
- * układy generujące i kontrolujące energię (RF, podciśnienie, fala mechaniczna, światło)
- * systemy zabezpieczeń i kontroli parametrów

Urządzenie posiada konstrukcję mobilną oraz zintegrowane miejsce na akcesoria.

3. TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W URZĄDZENIU

Infinity Body Sculpt integruje następujące technologie:

Fala wahadłowa (Onda Battente)

- * mechaniczna stymulacja tkanek
- * generowanie impulsów o charakterze dynamicznym

Radiofrekwencja multipolarna (RF)

- * generowanie energii cieplnej w tkankach
- * kontrolowane podgrzewanie powierzchni i głębszych warstw skóry

Vacuum z mechanicznym systemem rolek

- * oddziaływanie podciśnieniowe połączone z pracą zintegrowanych rolek mechanicznych
- * kontrolowane zasysanie i rolowanie tkanki w obrębie aplikatora
- * efekt mechanicznej stymulacji powierzchni skóry

Laser niskoenergetyczny (LLLT)

- * emisja światła o określonej długości fali
- * oddziaływanie na powierzchniowe i podskórne warstwy skóry

Technologie mogą być stosowane niezależnie lub jednocześnie w trybie synergicznym.

4. ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie oddziałuje na tkanki poprzez kombinację energii mechanicznej, cieplnej, podciśnienia oraz światła.

Efekt działania wynika z kontrolowanego pobudzenia tkanek powierzchniowych i podskórnych, co może wpływać na ich wygląd i kondycję.

5. FUNKCJONALNOŚĆ I STEROWANIE

Urządzenie umożliwia:

- * wybór technologii i trybu pracy
- * regulację parametrów zabiegowych (intensywność, czas, program)
- * korzystanie z zaprogramowanych protokołów zabiegowych
- * obsługę poprzez interfejs dotykowy

System sterowania pozwala na dostosowanie parametrów zabiegowych do wybranego obszaru.

6. KONFIGURACJA I OPCJE

Urządzenie posiada konstrukcję modułową.

Wyposażenie podstawowe obejmuje:

- * jednostkę główną
- * manipulator wielofunkcyjny

Wyposażenie obejmuje:

- * manipulator TechnoWave (fala wahadłowa, RF multipolarna, LLLT, vacuum z rolkami)
- * elementy eksploatacyjne i serwisowe (filtry, elementy uszczelniające)
- * akcesoria ochronne
- * komponenty serwisowe i regeneracyjne

Modułowa konstrukcja umożliwia rozbudowę funkcjonalności urządzenia.

7. WARUNKI UŻYTKOWANIA

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gabinetach estetycznych i powinno być obsługiwane przez przeszkolony personel.

Praca odbywa się w bezpośrednim kontakcie aplikatora ze skórą.

8. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Urządzenie:

- * działa w sposób nieinwazyjny
- * nie narusza ciągłości skóry
- * wyposażone jest w systemy kontroli parametrów

Bezpieczne użytkowanie wymaga:

- * stosowania zgodnie z instrukcją producenta

- * właściwego doboru parametrów
- * uwzględnienia przeciwwskazań

9. PRZEZNACZENIE ESTETYCZNE

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania zabiegów mających na celu:

- * poprawę wyglądu skóry
- * modelowanie sylwetki
- * poprawę napięcia i kondycji skóry

PRODUCENT: (OVERLINE) TECHNOLOGY SRL VIA GARGANO, 7, 20139 MEDIOLAN, MI,
WŁOCHY