



## ULTRADŹWIĘKI + DARSONVAL CLASSIC LINE

850 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Prostota, trwałość i jakość - to główne atrybuty urządzenia Ultradźwięki + Darsonval z serii CLASSIC LINE.

Urządzenie wyposażone jest w dwie głowice do ultradźwięków, darsonval i cztery szklane elektrody. Daje to możliwość wykonywania szeregu zabiegów pielęgnacyjnych.

### ULTRADŹWIĘKI

Sonoforeza to relaksujący i korzystny sposób głębokiego wtłaczania aktywnych substancji zawartych w kosmetykach. Podczas zabiegu na skórę zostaje nałożona specjalny żel do ultradźwięków z substancją czynną, a następnie są przykładane dwie sondy emitujące fale ultradźwiękowe w celu zwiększenia penetracji produktami aktywnymi. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki penetruje głębiej tkankę, aby odprężyć skórę i mięśnie, podczas gdy głęboki delikatny masaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek.

Tym samym ultradźwięki ułatwiają penetrację substancjom leczniczym i preparatom które działają uszczelniająco na naczynia krwionośne lub przyspieszają leczenie zmian trądziku pospolitego i różowatego, a także preparatom nawilżającym, odżywiającym i regenerującym skórę suchą złuszczałą się, niedotlenioną wiotką poszarzałą zmęczoną i dojrzałą. Efektem tego jest spływanie zmarszczek, ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry, stymulacja mięśni, zlikwidowanie przebarwień oraz dokładne odżywienie.

## DARSONVAL


Urządzenie elektroniczne służące do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości. Aparat wyposażony jest w szklane wymienne elektrody. Podczas kontaktu peloty ze skórą dochodzi do iskrzenia pobudzającego skórę.

Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania. Mają działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Darsonval jest doskonałym uzupełnieniem skutecznych zabiegów regeneracji skóry. Urządzenie przy pomocy leczniczych mikroprądów D'arsonvala wytwarza cząsteczki ozonu, które mają silne działanie bakteriobójcze. Efektem jest usunięcie z powierzchni skóry wszelkich bakterii. Skóra staje się bardziej ukrwiona, pory zostają ściągnięte, wydzielanie sebum zostaje zahamowane. Urządzenie zwiększa wchłanianie substancji aktywnych oraz ujędrnia skórę i redukuje zmarszczki.

## FUNKCJE

- \* ujędrnia i wygładza,
- \* redukuje zmarszczki (efekt liftingu),
- \* poprawia ukrwienie skóry,
- \* ściąga rozszerzone pory,
- \* silnie bakteriobójczy,
- \* hamuje wydzielanie sebum,
- \* pobudza procesy regeneracji i odnowy skóry,
- \* niezastąpiony przy zmianach trądzikowych,
- \* stymuluje złuszczenie martwego naskórka,
- \* przywraca zdrowy promienny wygląd.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| napięcie                    | 230V       |
| częstotliwość Ultradźwięków | 1mhz       |
| waga                        | 1,5kg      |
| częstotliwość               | 50hz       |
| wymiary opakowania          | 36x36x18cm |



5904358860871