

CM M3 PIERWSZY KOMBAJN KOSMETYCZNY ON-LINE



CM M3 Pierwszy kombajn kosmetyczny ON-LINE

Kombajn kosmetyczny CM M3 to pierwsze na świecie urządzenie połączone z internetem i systemem zarządzania salonem - SKINIC.

Jakie plusy wynikają z podłączenia M3 do internetu:

- stała kontrola serwisantów nad funkcjonowaniem twojego urządzenia (w razie awarii usterka może zostać zdalnie usunięta),
- bezpłatne aktualizacje systemu M3,
- dostęp do systemu zarządzania gabinetem Skinic.

CZYM JEST SKINIC?

Skinic rozwiązuje Twoje codzienne problemy związane z zarządzaniem salonem urody. Z naszego prostego w obsłudze oprogramowania możesz korzystać na każdym urządzeniu i w dowolnym momencie. Spraw, by Twój biznes rozwijał się jeszcze szybciej dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom.

ORGANIZOWANIE PRACY

Skinic pozwala na zarządzanie salonem kosmetycznym, fryzjerskim i gabinetem spa w bardziej efektywny sposób. Szczegółowe informacje o klientach, ich wizytach oraz dokładne statystyki pozwalają na znalezienie potrzebnych informacji w mgnieniu oka.

OSZCZĘDZANIE CZASU

Czasochłonne zadania jak zarządzanie rezerwacjami będą o wiele szybsze dzięki usłudze rezerwacje online. Twoi klienci szybko docenią możliwość umawiania wizyty w salonie przez smartfon czy tablet.

LOJALNOŚĆ KLIENTÓW

Skinic to nie tylko program do zarządzania danymi salonu ale również idealne oprogramowanie do budowania relacji z klientami.

KONTROLA BUDŻETU

Kontrola budżetu w oprogramowaniu Skinic jest niesamowicie prosta. Wystarczy parę kliknięć aby zobaczyć dane dotyczące salonu, pracowników i zabiegów.

PROMOCJA SALONU

Wbudowane rozwiązania takie jak powiadomienia e-mail i sms, możliwość tworzenia kampanii reklamowych w mediach społecznościowych oraz strona stworzona dla twojego salonu, na której udostępniś aktualne promocje, sprawiają, że promocja salonu staje się szybka i przyjemna. Oprogramowanie do zarządzania Skinic pozwoli aby twoi klienci mogli zarezerwować wizytę w salonie online.

CO MOŻESZ DODAĆ?

- zdjęcia przed i po,
- oferty limitowane,
- personalizowany system rezerwacji,
- marketing i social media,
- twoja własna strona salonu.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

- Peeling kawitacyjny
- Dermomasażer
- Liposukcja ultradźwiękowa
- Infrared
- Fala radiowa
- Mezoterapia bezigłowa
- Oxybrazja
- Infuzja tlenowa
- Mikrodermabrazja diamentowa
- Ultradźwięki

Dla kogo przeznaczony jest CM M3?

Dla początkujących kosmetyczek/kosmetologów

Dzięki intuicyjnemu menu z gotowymi ustawieniami i programami zabiegowymi oraz podłączeniu do systemu SKINIC, urządzenie z łatwością obsłuży osoba rozpoczynająca pracę kosmetyczki.

DLA WŁAŚCICIELI FRANCZYZ ORAZ SIECI SALONÓW

Pełen zapis pracy kombajnu online, możliwość jego zdalnego monitorowania przez właściciela oraz ekspresowe możliwości przeszkolenia nowego personelu sprawiają, że M3 jest idealnym rozwiązaniem dla właścicieli sieci salonów kosmetycznych lub SPA.

DLA PROFESJONALISTÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM

Wysoka jakość produktu, bezawaryjność i świetne parametry techniczne sprawiają, że M3 jest również doskonałym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających klientów.

INTUICYJNE MENU ZABIEGOWE:

CZYTELNE MENU FUNKCJI:

Wskazówki na każdym etapie zabiegu:

INTERAKTYWNE PROGRAMY ZABIEGOWE:

OGÓLNA SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wyświetlacz	10,4" 16b kolor TFT Samsung Staron
Napięcie	220-230V
Pobór mocy	660W
Wymiary	37x92x37
Waga	55kg
Połączenie z internetem	WIFI (2,4Ghz), Ethernet

OGÓLNA SPECYFIKACJA STOJAKA NA AKCESORIA

Wysokość	100cm
Materiały	stal, aluminium

PEELING KAWITACYJNY

Częstotliwość drgań głowicy do peelingu kawitacyjnego	25kHz
Intensywność	0,2-2W/cm ²
Jonoforeza	0-6,2mA
Czas pracy	0-40 min

DERMOMASAŻ

Wydajność pompy	17 l/min
Pompa	60KPa
Czas pracy	5-60 min

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

Częstotliwość ultradźwięków	1 MHz
Maksymalna temperatura głowicy IR	60 °C.

FALE RADIOWE

Częstotliwość	1MHz
Pobór mocy	5-62W
Czas pracy	5-60 min

BEZIGŁOWA MEZOTERAPIA

Czas pracy	1 - 40 minut (w odstępach co 60sek)
Częstotliwość ultradźwięków	1 MHz
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,2 W/cm ²
Zakres prądu	0,2 mA – 6,2 mA

ULTRADŹWIĘKI

Moc na wyjściu	0.04 – 2W/cm ²
Regulacja prądu	0.2 mA – 6.2 mA
Częstotliwość ultradźwięków	1MHz
Czas pracy	5-60 min

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Max. przepływ	17 l/min
Max moc ssania na końcówce głowicy	-60kPa

Czas pracy	5-60 min
-------------------	----------

OXYBRAZJA

Maksymalne ciśnienie	8 Bar
Zasilanie	kompresor