

CM ATHOR INNOWACYJNA FALA UDERZENOWA

36900 PLN BRUTTO



Dlaczego warto wybrać urządzenie CM?

CM International S.A. jest polskim producentem urządzeń z zakresu medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że CM jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży beauty. Największą przewagą firmy wśród konkurencji jest zaplecze produkcyjne, dzięki czemu wszystkie urządzenia są projektowane i budowane od początku do końca we wrocławskiej fabryce. CMI S.A. jako pierwszy producent na świecie stworzył i opracował inteligentne urządzenie do medycyny estetycznej. Produkcja nowej generacji urządzeń M3, wprowadziła przemysł kosmetyczny w rewolucję 4.0. wykorzystując wszystkie zalety połączenia do internetu, użytkownik przenosi się w całkowicie inny wymiar obsługi oraz modelu biznesowego.

FALA UDERZENIOWA:

Fala uderzeniowa to mechaniczne fale ciśnieniowe działające na tkankę. Terapia falami uderzeniowymi jest szeroko stosowana w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Jej głównym celem jest:

- Redukcja bólu, dzięki nieinwazyjnej stymulacji błon komórkowych i zakończeń nerwowych.
- Pobudzenie metabolizmu, poprzez lepsze krążenie krwi, zwiększoną produkcję kolagenu, redukcję blizn oraz rozstępów.
- Relaksacja ciała, zabieg redukujący napięcie mięśniowe.
- Przywrócenie sprawności ruchowej, wspomaga regenerację po ciężkich kontuzjach.

Fala uderzeniowa to także świetna terapia w walce z cellulitem oraz miejscowym nadmiarem tkanki tłuszczowej. Pneumatyczne impulsy akustyczne generowane podczas zabiegu służą do rozbicia komórek tłuszczowych oraz zwiększenia jędrności i elastyczności skóry. Zabieg stymuluje przemianę materii, poprawia mikrokrążenie skórne oraz umożliwia szybkie i efektywne modelowanie sylwetki. Zabieg redukuje cellulit oraz wygładza skórę, zalecana jest terapia łączona z zabiegami drenującymi.

WSKAZANIA:

- cellulit,
- obrzęki,
- utrata elastyczności skóry,
- nadmiar tkanki tłuszczowej,
- wiotkość skóry w okolicy ud, kolan, pośladków, ramion oraz brzucha,
- ból mięśni,
- przewlekłe choroby.

EFEKTY:

- ujędrnienie,
- wygładzenie skóry,
- redukcja cellulitu,
- poprawa jakości skóry,
- przyspieszenie mikrokrążenia,
- odmłodzenie komórek,
- przyspieszenie procesów metabolicznych,
- zmniejszenie bólu.

Wraz z urządzeniem otrzymujecie Państwo głowicę z 4 różnymi końcówkami do zabiegów estetycznych oraz pistolet do masażu z 6 końcówkami do zabiegu na mięśnie. Pistolet do masażu to jedno z najskuteczniejszych urządzeń, które coraz częściej stosuje się do masażu tkanek miękkich. Wyposażony jest w 6 wymiennych końcówek, które zapewniają wszechstronność połączoną z możliwością relaksu całego ciała.

PROGRAMY:

Cellulit:

1. Pośladki.
2. Bryczesy.
3. Wewnętrzna część uda.
4. Brzuch.
5. Ramiona.

Mięśnie:

1. Ramiona.
2. Plecy.
3. Pośladki.

4. Szyja.
5. Ścięgno Achillesa.
6. Talia.
7. Boczki.

Inne:

Dłonie, stawy, akupunkty ścięgna, podszwa stopy, kręgosłup.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE ATHOR?

- Dedykowane programy i techniki zabiegowe.
- Reaktywność- połączenie Wi-Fi.
- Możliwość wykonania dwóch zabiegów jednocześnie.
- Athor oferuje szeroką gamę zabiegów estetycznych i rehabilitacyjnych. Każdy program został zaprogramowany tak, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Co więcej, wszystkie ustawienia są wstępnie zaprogramowane, więc użytkownik wybiera obszar zabiegowy oraz rodzaj cellulitu.
- Jako pierwsze urządzenie CMI, Athor ma cyfrowe instrukcje leczenia w formacie MENU. Przed każdym zabiegiem użytkownik może obejrzeć krok po kroku film pokazowy, w jaki sposób wykonać prawidłowo zabieg.

ZESTAW ZAWIERA:

- Urządzenie główne 1szt,
- Głowica fali uderzeniowej 1szt,
- Kabel zasilający 1szt,
- Końcówki z silikonowymi nakładkami 6mm, 15mm, 25mm 1szt,
- Uchwyt na głowicę 2szt,
- Uchwyt na końcówki 1szt,
- Masażer z 6. końcówkami w walizce 1szt.

REAKTYWNOŚĆ – POŁĄCZENIE WI-FI

Nasz znak rozpoznawczy- urządzenie SMART.

Athor został wyposażony w moduł REACTIFY. Dzięki czemu statystyki z urządzenia będą zawsze aktualne i monitorowane w aplikacji SKINIC.

10 różnych wskazówek dotyczących celów estetycznych oraz rehabilitacyjnych
4 końcówki dedykowane do zabiegów estetycznych (cellulit) na pośladkach, bryczesach, wewnętrznej stronie ud, brzuchu oraz ramionach. Podczas, gdy 6 wskazówek jest przeznaczonych do celów rehabilitacyjnych, takich jak masaż na ramionach, plecach, pośladkach, udach łydkach, kręgosłupie, ścięgnię Achillesa, tali, akupunkty ścięgien, stawy podszw dłoni.

Możliwość wykonania dwóch zabiegów jednocześnie

Użytkownik może wykonać 2 zabiegi jednocześnie!

Do urządzenia podłączana jest głowica do zabiegów na cellulit, natomiast pistolet do masażu posiada akumulator co pozwala na wykonywanie zabiegów w tym samym czasie w innych pomieszczeniach.

Interface urządzenia:

Zużycie energii elektrycznej	110-240V VAC, 47-63Hz, max. 550VA
Energia pulsu	do 180mJ
Częstotliwość pulsu	do 16 Hz