



PRESOTERAPIA EXCLUSIVE LINE

4800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Nowość na polskim rynku. Urządzenie poprzez swoją innowacyjność i nowoczesny design doskonale nadaje się do wykorzystania w małych salonach kosmetycznych, jak i dużych, luksusowych SPA. Precyzja wykonania, nowoczesność formy, bezawaryjność jak i intuicyjny panel (wyposażony w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD) pozwalają na zapewnienie bezkonkurencyjności i ekskluzywności prezentowanego produktu. Jest ono wyposażone w puste komory, które w trakcie zabiegu są wypełniane powietrzem.

Presoterapia Exclusive Line jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które wspomaga odchudzanie, likwidację toksyn z organizmu i masaż. Jest to bardzo popularny sprzęt, mający szerokie zastosowanie w pielęgnacji ciała w gabinetach kosmetycznych, jak i prywatnych gabinetach lekarskich. Urządzenie to ma wpływ na wewnętrzny układ krążenia, trawienia, w tkance mięśniowej i tłuszczowej.

Presoterapia polega na oddziaływaniu, w odpowiednich sekwencjach, na skórę i

podskórną tkankę łączną, poprzez stosowanie masażu mechanicznego z równoczesnym wykorzystaniem ciśnienia. Dzięki naciskowi wywieranemu na tkanki umożliwia wykonanie skutecznego drenażu, który pomaga usunąć rozbitą tkankę tłuszczową i inne szkodliwe produkty przemiany materii.


Presoterapia usprawnia krążenie krwi i limfy, wpływając na oczyszczenie i odżywienie całego organizmu. Obejmuje szereg ruchów wykonywanych w określonej kolejności i odpowiednim tempie, w celach pielęgnacyjnych i leczniczych. Stymuluje eliminację toksyn, zwiększa lipolizę na różnych poziomach tkanki łącznej, zmniejsza retencję wody poprzez uaktywnienie układu żylnego i limfatycznego, pobudza syntezę kolagenu.

Presoterapia jest jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych form zwalczania cellulitu. Ten rodzaj presoterapii zapewnia kurację modelującą sylwetkę bez wysiłku ze strony klienta, jest przyjemny i co bardzo istotne - bezpieczny jak i mało inwazyjny. Czas zabiegu: 30-60 minut. Zalecana ilość zabiegów w kuracji: 10-12 zabiegów, 2 raz w tygodniu. Dla podtrzymanie efektu: 1 raz w miesiącu

DZIAŁANIE

- * zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki, wspomaga przemianę materii,
- * oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność,
- * przyspieszenia absorpcji siniaków i krwiaków,
- * dobre rezultaty daje drenaż przeprowadzony kilka tygodni po porodzie,
- * w kosmetyce w celu oczyszczenia i stymulacji skóry twarzy, dekoltu oraz górnej części klatki piersiowej,
- * pomaga w zwalczaniu cellulitu wraz z innymi zabiegami oraz wspomaga procesy odchudzania i ogólnego oczyszczania organizmu z toksyn,
- * jest niezbędny także we wstępnej fazie podczas wykonywania masażu modelujących ciało.

ilość komór	18
podciśnienie maksymalne	0,32 Bar
częstotliwość	50Hz
napięcie	230V
Pobór	75W
Ilość trybów	3
wymiary opakowania	61x45x18,5cm
waga	13,5kg



5904358862431