



POLDERMA APOLLO FALA ELEKTROMAGNETYCZNA

23000 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

POLDERMA APOLLO FALA ELEKTROMAGNETYCZNA

POLDERMA APOLLO, to bezinwazyjna metoda stymulacji mięśni głębokich. Elektroterapia zwiększa sprawność mięśni i poprawia ogólny wygląd sylwetki. Stymulacja skoncentrowanymi falami elektromagnetycznymi wywołuje intensywne skurcze mięśni,

wpływając na wzrost jędrności muskulatury. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą wysokiej jakości aparatu, którego pady zabiegowe z elektrodami doprowadza się do ciała pacjenta mocując je za pomocą opasek.

Zabieg elektromagnetyczny jest zupełnie bezbolesny, ponieważ stymulacji podlegają tylko nerwy ruchowe, uruchamiając intensywną motorykę skurczu mięśni. Taka częstotliwość skurczu jest nieosiągalna nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego, pomijając wystąpienie zakwasów mięśni – po zabiegu pacjent może odczuwać jedynie zmęczenie.

Podczas tradycyjnego treningu włókna mięśniowe rozluźniają się między każdym bodźcem nerwowym. Urządzenie generuje impulsy z taką częstotliwością która nie pozwala na fazę rozkurczu mięśnia, w tym czasie tkanka mięśniowa zmuszona zostaje do adaptacji, reagując przebudową swojej struktury, dochodzi do zagęszczenia, rozbudowy mięśni oraz do zwiększenia wydatku kalorycznego co może powodować bierne zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej (tak jak podczas wysiłku aerobowego).

Obszary zabiegowe:

BRZUCH: poprawa zarysu mięśni, poprawa wytrzymałości, zmniejszenie rozstępu mięśni prostych brzucha (kresa biała);

POŚLADKI: podniesienie obwisłych pośladków, lifting pośladków bez ingerencji chirurgicznej, budowa mięśni pośladków;

UDA: redukcja cellulitu, poprawa umięśnienia nóg;

Ramiona: redukcja tzw. pelikanów, budowa bicepsu i tricepsu;

OPIS OPROGRAMOWANIA:

Tryb automatyczny:

1. Stopień zaawansowania klienta:

- Początkujący
- Średnio zaawansowany
- Zaawansowany

2. Płeć:

- Kobieta
- Mężczyzna

3. Wiek:

- <30
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60+

4. Partia zabiegowa:

- Brzuch
- Pośladki
- Inne

5. Regulacja intensywności w trakcie zabiegu 0-100%

TRYB MANUALNY

1. Fazy zabiegowe:

- a. 1 FAZA- 0-100 Hz
 - b. 2 FAZA- 0-100 Hz
 - c. 3 FAZA- 0-100 Hz
2. Czas- (0-30 minut)

6. Regulacja intensywności w trakcie zabiegu 0-100%

*Optymalne efekty uzyskamy po serii 6-8 zabiegów po 30min. w ciągu 4-5 tygodni, w odstępach 2-3 dniowych (rekomendowana seria 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie).
Rezultaty serii zabiegów zależne są od aktywności fizycznej i predyspozycji.

*Produkt nie służy do lipolizy, usuwania tkanki tłuszczowej.

NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W FOTOWOLTAIKĘ.
W PRZYPADKU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ STABILIZATOR NAPIĘCIA PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA.

Wykorzystywana technologia	Wysokoenergetyczna fala elektromagnetyczna.
Moc	1500W


NAPIĘCIE 220-230V

Częstotliwość maksymalna	100Hz
Wymogi bezpiecznika w budynku	C25A
Waga	39kg
Wymiary	47x37x44cm
Kraj produkcji	Chiny

NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA W BUDYNKACH
WYPOSAŻONYCH W FOTOWOLTAIKĘ.

W PRZYPADKU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ
STABILIZATOR NAPIĘCIA

PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA.



5904358864237