



## **POLDERMA HURACAN INFUZJA TLENOWA**

16800 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

OBECNIE URZĄDZENIE WYSTĘPUJE W KOLORZE SREBRNYM/SZARYM

Innowacyjne urządzenie do infuzji tlenowej, wykorzystujące tlen do wtłaczania preparatów aktywnych do głębokich warstw skóry. Aparat zapewnia przepływ 10 litrów tlenu w ciągu jednej minuty.

POLDERMA OXYGEN INFUSION DOSTARCZA TLEN BEZ UŻYCIA BUTLI TLENOWEJ.

Należy pamiętać, iż duża część tanich urządzeń do infuzji kosmetyków oparta jest na zwykłym kompresorze. Procentowa ilość tlenu wynosi w nich zaledwie 21%.

W momencie kiedy tlen jest nośnikiem substancji czynnej, wyjątkowo istotne jest aby wartość tlenu była zbliżona maksymalnie do 100%.

## POLDERMA OXYGEN INFUSION - SYNERGIA DZIAŁANIA APLIKATORA TLENU, APLIKATORA TLENU I SERUM, ORAZ MASKI TLENOWEJ

### APLIKATOR TLENU

Tlen powoduje natychmiastowe dotlenienie głębokich warstw skóry, znacząco pobudza procesy przemiany materii oraz wzmacnia procesy regeneracyjne.

### APLIKATOR TLENU I SERUM


Aplikator zapewnia wtłoczenie pod ciśnieniem substancji czynnej za pomocą tlenu. Specjalna budowa aplikatora zapewnia nie tylko dowolne dawkowanie serum ale również tlenu.

### MASKA DO TLENOTERAPII TWARZY

Została specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana w USA. Podczas zabiegu następuje dotlenienie komórek twarzy.

UWAGA: KAŻDE URZĄDZENIE JEST SPRAWDZANE PRZED WYSYŁKĄ PRZEZ PRODUCENTA. PRZEBIEG TESTOWY MOŻE WYNOŚIĆ DO 20H.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Maksymalna koncentracja tlenu | 98%                |
| Maksymalne ciśnienie pompy    | 300Kpa             |
| Przepływ                      | 10LPM              |
| Zasilanie                     | 220-230V           |
| Częstotliwość pracy           | 50-60Hz            |
| Pobór                         | 480W               |
| Wymiary                       | 390 x 310 x 640 mm |
| Waga                          | 25Kg               |



5904358862660