



POLDERMA CAM KAMERA TRYCHOLOGICZNA 5MP


6900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)


Procedury diagnostyczne opierają się na nieinwazyjnej diagnostyce obrazowej z użyciem kamery wideo. Dzięki uzyskanemu obrazowi analizowane są wszystkie obszary skóry oraz skóry głowy, zarówno zdrowej, jak i zmienionej chorobowo.

ZASTOSOWANIE W TRYCHOLOGII

- * ocena stanu włosów i owłosionej skóry głowy,
- * kliniczna ocena łysienia,
- * pozwala oszacować grubość, pigmentację, połysk oraz działanie czynników chemicznych i fizycznych na łodygę włosa,
- * ocena uszkodzeń struktury łodygi włosa oraz nabytych zmian na powierzchni włosa,
- * ocena stanu skóry głowy,
- * diagnozowanie łysienia androgenowego i plackowatego.



Soczewka	200X
Wyświetlacz	LCD, 8"
Pixeles	5.0 MP
Spektrum	3, RGB
Rozdzielczość	800x600
Archiwizacja	pendrive
Częstotliwość pracy	50-60Hz
Zasilanie	12V Adapter
Napięcie	220-230V



5904358862868