



BT-SCULPT GEN 2 – TECHNOLOGIA MIKROPRĄDOWA INSPIROWANA BIOLOGIĄ KOMÓRKI

9900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

BT-SCULPT GEN 2 – TECHNOLOGIA MIKROPRĄDOWA INSPIROWANA BIOLOGIĄ
KOMÓRKI

Wyobraź sobie zabieg, który pracuje nie tylko na powierzchni skóry, ale na poziomie jej naturalnych procesów bioelektrycznych.

Technologia mikroprądowa wykorzystywana w BT-SCULPT GEN 2 nawiązuje do naturalnych impulsów elektrycznych występujących w organizmie. W literaturze naukowej mikroprądy są opisywane jako bodziec, który **MOŻE WSPIERAĆ AKTYWNOŚĆ**

KOMÓRKOWĄ ORAZ PROCESY ENERGETYCZNE SKÓRY, W TYM PRODUKCJĘ ATP (ADENOZYNOTRIFOSFORANU) – kluczowego nośnika energii w komórkach.

???? DLACZEGO TO WAŻNE DLA SKÓRY?

ATP odpowiada za podstawowe funkcje komórkowe, w tym:

- metabolizm komórkowy
- syntezę białek (np. kolagenu i elastyny)
- procesy regeneracyjne
- utrzymanie prawidłowej kondycji skóry

W kontekście zabiegów kosmetycznych oznacza to wsparcie skóry w jej naturalnych funkcjach, co może przekładać się na:

- poprawę wyglądu napięcia skóry
- bardziej świeży, wypoczęty wygląd
- optyczne wygładzenie i poprawę kondycji skóry

PRECYZJA, KTÓRĄ CZUJESZ W PRACY – EFEKT, KTÓRY WIDZI KLIENT

BT-SCULPT GEN 2 to urządzenie zaprojektowane dla profesjonalistów, którzy oczekują powtarzalnych rezultatów i komfortu pracy.

Dzięki technologii SUZUKI SEQUENCING oraz CZTEREM NIEZALEŻNYM ŚCIEŻKOM ENERGII, urządzenie umożliwia równomierną i kontrolowaną aplikację mikroprądu podczas zabiegu.

Opatentowany system sond K4ITEK® pozwala na ergonomiczną pracę jedną ręką, a sygnał dźwiękowy informuje o prawidłowym kontakcie ze skórą – co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję zabiegu.

DOPASUJ ZABIEG DO KLIENTA

- 2 tryby pracy: LIFT / SKIN
- 5 poziomów intensywności
- praca bezprzewodowa
- lekka i ergonomiczna konstrukcja

To narzędzie, które sprawdzi się zarówno w zabiegach ekspresowych, jak i w rozbudowanych terapiach kosmetycznych twarzy.

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ BT-SCULPT GEN 2 DO GABINETU?

- nowoczesna technologia mikroprądowa
- zabiegi postrzegane jako „high-tech” przez klientów
- możliwość budowania usług premium
- szybkie procedury zabiegowe
- urządzenie mobilne i łatwe w obsłudze

INFORMACJA REGULACYJNA

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań kosmetycznych zgodnie z deklaracją producenta.

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi przypisania działania leczniczego ani medycznego.

Wszelkie odniesienia do procesów komórkowych mają charakter ogólny i edukacyjny.