




ISOL OVERLINE URZĄDZENIE DO PRESOTERAPII

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Urządzenie o zastosowaniu niemedyceznym, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

Dlaczego warto wybrać urządzenie ISOL?
ISOL to niekwestionowany lider produkcji nowoczesnych urządzeń kosmetycznych. Marka ta powstała w 1989 i od tamtego czasu nadaje styl i tempo rozwoju rynku kosmetologii w Europie. Wszystkie urządzenia i kosmetyki tej firmy produkowane są w 100% we Włoszech, co zapewnia niesamowitą jakość i pełne bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenia tej marki dystrybuowane są do najlepszych gabinetów medycyny estetycznej w Europie, Ameryce oraz Azji.

Firma posiada własne innowacyjne laboratorium Badań i Rozwoju, w którym tworzy proste w użyciu, ale bardzo nowoczesne urządzenia. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i

zaangażowaniu udało jej się uzyskać bardzo ważne certyfikaty, potwierdzające przestrzeganie międzynarodowych norm produkcji urządzeń medycznych. Certyfikaty, które potwierdzają najwyższe standardy urządzeń to: ISO 9001:2015, ISO 13485:2012 oraz OHSAS 18001:2007.

ISOL URZĄDZENIE DO PRESOTERAPII CAŁEGO CIAŁA

Zaproponuj swoim klientom bezdotykowy zabieg modelowania i oczyszczania ciała. Drenaż limfatyczny ISOL to gwarancja efektów zabiegowych i bezawaryjności.

CZYM JEST PRESOTERAPIA?

Presoterapia usprawnia krążenie krwi i limfy, wpływając na oczyszczenie i odżywienie całego organizmu. Obejmuje szereg ruchów wykonywanych w określonej kolejności i odpowiednim tempie, w celach pielęgnacyjnych i leczniczych. Stymuluje eliminację toksyn, zwiększa lipolizę na różnych poziomach tkanki łącznej, zmniejsza retencję wody poprzez uaktywnienie układu żylnego i limfatycznego, pobudza syntezę kolagenu. Presoterapia jest jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych form zwalczania cellulitu. Ten rodzaj presoterapii zapewnia kurację modelującą sylwetkę bez wysiłku ze strony klienta, jest przyjemny i co bardzo istotne - bezpieczny jak i mało inwazyjny. Czas zabiegu: 30-60 minut. Zalecana ilość zabiegów w kuracji: 10-12 zabiegów, 2 raz w tygodniu. Dla podtrzymanie efektu: 1 raz w miesiącu.


DZIAŁANIE:

- zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki,
- wspomaga przemianę materii,
- oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność,
- przyspieszenia absorpcji siniaków i krwiaków,
- dobre rezultaty daje drenaż przeprowadzony kilka tygodni po porodzie,
- w kosmetyce w celu oczyszczenia i stymulacji skóry twarzy, dekoltu oraz górnej części klatki piersiowej,
- pomaga w zwalczaniu cellulitu wraz z innymi zabiegami oraz wspomaga procesy odchudzania i ogólnego oczyszczania organizmu z toksyn,
- jest niezbędny także we wstępnej fazie podczas wykonywania masażu modelujących ciało.


ZESTAW ZAWIERA:

- urządzenie główne,
- kombinezon na ciało,
- statyw,
- instrukcję obsługi,
- kabel zasilający.

Producent: (OVERLINE) Technology SRL Via Gargano, 7, 20139 Mediolan, MI, Włochy



Ciśnienie maksymalne	120mmHg
Napięcie	220-230V
Pobór mocy	30W
Klasyfikacja	Klasa I typ IIB
Waga	6Kg
Kombinezon	całe ciało
Ilość komór	18
Wymiary z podstawą	580x490x1180cm



5904358860079