

FERRI PODCIŚNIENIOWY LIFTING TENS, MEZOTERAPIA TTS, CELLULOGIA

4500 PLN BRUTTO



FERRI WRINKLE CELLULIT REMOVER, URZĄDZENIE: PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS (ELEKTROPORACJA, ULTRADŹWIĘKI), CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI).

Podciśnieniowy lifting z TENS

Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W jej wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń funkcji mięśni i nerwów.

Działanie:

- pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- lepsze odżywianie tkanek,
- szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- działanie przeciwbólowe,

-regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

Mezoterapia bezigłowa TTS (elektroporacja, ultradźwięki)

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- okolice oczu,
- revital 20+,
- revital 30+,
- odmładzanie 40+,
- lifting 45+,
- trądzik,
- ujędrnianie,
- cellulit,
- wyszczuplenie,
- rozstępy,
- na skórę głowy,
- na bóle mięśni.

Działanie:

- błyskawiczny lifting twarzy,
- poprawa kolorytu skóry,
- działanie odmładzające i regenerujące,
- dotlenienie i odżywienie tkanek,
- modelowanie.

CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI) Cellulogia to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Cellulogia jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- zmniejszenie cellulitu,
- ujędrnienie ciała,
- wspomaganie drenażu limfatycznego,
- poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- spłycenie blizn,
- niwelacja rozstępów,
- możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Częstotliwość	120 Hz
Siła prądu TENS 0	6.4 mA
Podciśnienie 0	0,8 bar

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²
Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji (wypełnienia)	5% – 100%

CELLULOGIA

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napęcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60 W
Podciśnienie	5-20 inHg