

POLDERMA INFUZJA TLENOWA II

11800 PLN BRUTTO



POLDERMA OXYGEN INFUSION II

Innowacyjne urządzenie do infuzji tlenowej, wykorzystujące czysty tlen do włączania preparatów aktywnych do głębokich warstw skóry.

POLDERMA OXYGEN INFUSION DOSTARCZA TLEN BEZ UŻYCIA BUTLI TLENOWEJ.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ DUŻA CZĘŚĆ TANICH URZĄDZEŃ DO INFUZJI KOSMETYKÓW OPARTA JEST NA ZWYKŁYM KOMPRESORZE. PROCENTOWA ILOŚĆ TLENU WYNOŚI W NICH ZALEDWIE 21%.

W MOMENCIE KIEDY TLEN JEST NOŚNIKIEM SUBSTANCJI CZYNNEJ, WYJĄTKOWO ISTOTNE JEST ABY WARTOŚĆ TLENU BYŁA ZBLIŻONA MAKSYMALNIE DO 100%.

POLDERMA OXYGEN INFUSION - SYNERGIA DZIAŁANIA
APLIKATORA TLENU, APLIKATORA TLENU I SERUM, ORAZ MASKI TLENOWEJ

APLIKATOR TLENU:

Tlen powoduje natychmiastowe dotlenienie głębokich warstw skóry, znacząco pobudza procesy przemiany materii oraz wzmacnia procesy regeneracyjne.

APLIKATOR TLENU I SERUM

Aplikator zapewnia wtłoczenie pod ciśnieniem substancji czynnej za pomocą tlenu. Specjalna budowa aplikatora zapewnia nie tylko dowolne dawkowanie serum ale również tlenu.

MASKA DO TLENOTERAPII TWARZY

Została specjalnie zaprojektowana i wyprodukowana w USA. Podczas zabiegu następuje dotlenienie komórek twarzy.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie POLDERMA OXYGEN INFUSION.
- Aplikator tlenu 1szt.
- Aplikator tlenu i serum 1szt.
- Maska do tlenoterapii twarzy 1szt.
- Komplet węży.
- Instrukcję obsługi.
- Gwarancję 24 miesiące.
- Profesjonalne szkolenie z dojazdem.
- Zestaw 10 ampułek 10ml komórki macierzyste i kwas hialuronowy (20 zabiegów).
- Zestaw 10 ampułek 10ml jad żmii węża templariuszy (20 zabiegów).
- Zestaw 10 ampułek 3ml serum trychologiczne na porost włosów(20 zabiegów).
- Fartuszek POLDERMA.
- Ulotki 300szt.
- Plakaty 2szt.

Maksymalna koncentracja tlenu	96%
Maksymalne ciśnienie	106Kpa
Przepływ	5LPM
Zasilanie	220-230V
Częstotliwość pracy	50-60Hz
Pobór	480W
Wymiary	390 x 310 x 640 mm
Waga	25Kg