



SC KREM UJĘDRNIAJĄCY 1000ML

348 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

ZASTOSOWANIE

Wyszczuplenie, ujędrnienie.

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

Mezoterapia bezigłowa elektroporacyjna, jonoforeza, fale radiowe bipolarne, fale radiowe monopolarne.

SKŁADNIKI AKTYWNE


Kolagen, Elastyna, Panthenol, DMAE, Żeń-szeń, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, bluszczu i mimozy.

DZIAŁANIE

Przywraca miękkość i elastyczność skóry, zapewniając elementy, które są tracone wraz z upływem czasu. Roztwór regenerujący tkankę i stabilizujący, który sprawia, że skóra wygląda na jędrniejszą i zapobiega jej wiotczeniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikować na obszar poddawany zabiegowi delikatnym masażem ręcznym lub przy użyciu aparatury kosmetycznej (jonoforeza, elektroforeza lub fale radiowe). Unikać kontaktu z błonami śluzowymi. Do użytku zewnętrznego. Przechowywać w temperaturze od 10 ° C do 30 ° C (50-86 F).



5904358862141