



KOMBAJN MOBILNY FERRI MOBILE DERM EXPERT 6W1

6800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Jedyne w swoim rodzaju URZĄDZENIE MOBILNE W FORMIE KUFERKA KOSMETYCZNEGO. Aparat wykonany wyjątkowo ergonomicznie z myślą o kosmetyczkach wykonujących zabiegi w domach klientek. Kombajn posiada rączkę ułatwiającą przenoszenie oraz zamki, które można zamknąć na klucz.

FUNKCJE:

- Mikrodermabrazja diamentowa
- Dermomasaż
- Peeling kawitacyjny (funkcje dodatkowe: sonoforeza, galwanizacja, jonoforeza,elektrostymulacja)
- Światłoterapia LED w peelingu kawitacyjnym (kolor czerwony i niebieski)
- Ultradźwięki
- Mezoterapia TTS (elektroporacja + ultradźwięki)

NAJNOWSZY MODEL WYRÓŻNIA:

- wzmocnienie obudowy zewnętrznej urządzenia,
- obudowa wykonana z materiału odpornego na zarysowania,
- dotykowy, czytelny wyświetlacz LCD,
- bezpieczny i stabilny uchwyt na odstojnik olejków dermomasażera,
- odstojnik wyposażony w prosty mechanizm otwierania/zamykania typu twistlock,
- obniżenie wagi do 5kg,
- wymiary wewnętrzne pozwalające na spakowanie wszystkich akcesoriów zabiegowych,
- bezpłatne skrypty zabiegowe dołączone do zestawu.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

FERRI DERM-EXPERT został wyposażony w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatację urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych.

DZIAŁANIE:

- rozjaśnianie przebarwień skóry,
- spłycenie blizn,
- stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- oczyszczanie cery,
- likwidacja zmarszczek.

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA + ULTRADŹWIĘKI

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplodjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już korneocyty.

ZALETY:

- mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- łączenie z jonoforezą,

-2 główce o ergonomicznych kształtach.

DERMOMASAŻER

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

EFEKTY DZIAŁANIA:

- modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- zmniejszenie cellulitu,
- ujędrnienie ciała,
- wspomaganie drenażu limfatycznego,
- poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- spłycenie blizn,
- niwelacja rozstępów,
- możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

MEZOTERAPIA TTS

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

PROGRAMY ZABIEGOWE:

- okolice oczu,
- revital 20+,
- revital 30+,
- odmładzanie 40+,
- lifting 45+,
- trądzik,
- ujędrnianie,
- cellulit,

- wyszczuplenie,
- rozstępy,
- na skórę głowy,
- na bóle mięśni,

DZIAŁANIE:

- błyskawiczny lifting twarzy,
- poprawa kolorytu skóry,
- działanie odmładzające i regenerujące,
- dotlenienie i odżywienie tkanek,
- modelowanie.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

czas pracy	0-30 min
moc	60 W
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA + ULTRADŹWIĘKI

czas pracy	0-30 min
max. moc głowic UD	1W/cm2
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
łopatka do pracy ciągłej	tak
światłoterapia	kolor czerwony
światłoterapia	kolor niebieski
prąd galwaniczny	+/- 6mA


DERMOMASAŻER

czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W

podciśnienie	-5-20 inHg
--------------	------------

MEZOTERAPIA TTS

zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
napięcie wejściowe	220 – 230V
moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²
zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% – 100%



5904358863742