



HEBE PLAZMA LIFT POLSKI PRODUCENT!

12999 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Urządzenie "Plazma" wytwarza wiązkę plazmy dzięki jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Plazma tworzy się pomiędzy skórą pacjenta a końcówką urządzenia zwaną elektrodą. Powstaje wyładowanie elektryczne zwane łukiem elektrycznym.

Po przyłożeniu do skóry doprowadza ono do mikrouszkodzeń. Dochodzi tutaj do sublimacji skóry. Pod wpływem generowanej plazmy włókna kolagenowe i elastynowe stymulowane są do odbudowy.

BLEFAROPLASTYKA

Chirurgiczny zabieg na okolice skóry powiek. Okres rekonwalescencji trwa od 10 do 14 dni. Polega na wycięciu nadmiaru skóry powiek i ewentualnym usunięciu przepukliny tłuszczowej. Po zabiegu często zostają blizny. Plazma to zabieg alternatywny do chirurgicznej blefaroplastyki. Nie powoduje stanu zapalnego. Zabieg z użyciem


generatora plazmy, polega na sublimacji nadmiaru skóry.

NOWY MODEL - 2018 - RĄCZKA ZABIEGOWA NA IGŁY, BEZ ELEKTRODY BIERNEJ.

EFEKTY PO ZABIEGOWE

- * widoczne są już podczas zabiegu,
- * likwidacja nadmiaru skóry do około 30%,
- * efekty zabiegowe utrzymują się od 2- 4 lat.

zasilanie	12V 2A
max moc pobierana przez urządzenie	12W
napięcie generatora plazmy	0.8-7 kV
moc generatora plazmy	0.3 - 1.8 W
czas rozładowania po wyłączeniu generatora	10s
zakres dopuszczalnej wilgotności	30% do 75%
zakres dopuszczalnej temperatury	+10 do +40stC
klasa ochrony	IP20



5904358864046