



## **POLDERMA II BASIS, URZĄDZENIE HIFU**

12000 zł brutto



[Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE KOSMETYCZNE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

Przedstawiamy Państwu kompaktowe wydanie urządzenia HIFU Polderma II. Aparat ze względu na małe wymiary może być stosowane mobilnie. Urządzenie przeznaczone jest do zabiegów na twarz - kartrid


NAZWA HIFU CZYLI HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND, oznacza działanie poprzez skoncentrowane i intensywne fale ultradźwiękowe. Sama technologia HIFU stosowana jest medycynie już od 20 lat do usuwania guzów,

m.in. raka prostaty. Od 4 lat wykorzystywana jest w medycynie estetycznej i jej popularność wzrasta.

Energia fali ultradźwiękowej wprawiając komórki w drgania, doprowadza do ich rozgrzania w temp. 60-70 st.C co prowadzi do koagulacji tkanek i stymulacji włókien kolagenowych.

Ultradźwięki oddziałują jedynie w warstwie mięśniowej SMAS. Inne warstwy skóry nie zostają obciążone. W ten sposób organizm jest pobudzony do podjęcia naturalnej obrony i produkcji nowego kolagenu, a w efekcie do poprawienia napięcia skóry.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Energia               | 0.1-1,2J (0.1J / stopień) |
| Kartridże             | 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm,   |
| Wydajność kartridża   | 10000 linii               |
| Napięcie robocze      | 110V-240V                 |
| Częstotliwość robocza | 4MHz                      |
| Moc                   | MAX□100VA                 |
| Bezpiecznik           | 6A                        |
| Waga netto            | 15 kg                     |
| Kraj produkcji        | Chiny                     |



5904358862653