VENUS-BEAUTY.PL



POLDERMA ORPHEUS LASER OPT WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Przejdź na stronę produktu

39900 zł brutto

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

CISZEJ!

Dzięki zastosowaniu importowanych pomp oraz masywnej obudowie ABS urządzenie

Venus Michał Matuszak

ul. Legionów 52, 62-800 Kalisz | tel. +48 697 201 835 | info@venus-beauty.pl

pracuje znacznie ciszej niż pierwsze urządzenia OPT które pojawiły się na rynku. Jest to wyjątkowo ważne ponieważ klienci przebywają najczęściej w odległości 1-1,5m od urządzenia. Jeśli chcesz zapewnić komfort i relaks dla swoich klientów - zdecydowanie wybierz POLDERMA ORPHEUS.

DŁUŻEJ!

Jednym z ważniejszych aspektów wprowadzania nowej usługi do portfolio zabiegowego jest rentowność urządzenia oraz stałe koszty które generuje. Orpheus charakteryzuje się wyjątkowo długim czasem eksploatacyjnym głowic - Nd yag: 1MLN impulsów, SHR: 500tys. impulsów, E-light: 200tys. impulsów.

EFEKTYWNIEJ!

Sprawdzone parametry wyjściowe urządzenia zapewniające skuteczność i efekty zadowalające twoich klientów.

BEZPIECZNIEJ!

Dopracowany w każdym calu, polski intefrace zabiegowy gwarantuje łatwy i zrozumiały dobór parametrów zabiegowych. Badania EMC oraz LVD zapewniają bezpieczną pracę bez niespodzianek!

FUNKCJE

* SHR
* E-Light
* Nd yag q-switched

SHR - (Super Hair Removal), fotodepilacja zawdzięcza swoją skuteczność zasadzie stopniowego podgrzewania mieszka włosowego za pomocą wielu nakładających się impulsów. Zabieg charakteryzuje sposób jego wykonania, tj. In Motion czyli “w ruchu”- znacznie skracając czas zabiegowy, pozwalając na wykonanie szybszych, równomiernych ruchów głowicą.. Każdy impuls ma jednostkowo niską energię, w efekcie czego skóra jest podgrzewana tylko do momentu dostarczenia jej wystarczającej, łącznej energii potrzebnej do uszkodzenia mieszka włosowego. Wysoka temperatura niszczy na stałe cebulkę włosa wraz z komórkami macierzystymi i ten sposób włos nigdy nie odrasta. Zabiegi trwałej depilacji z wykorzystaniem technologii SHR są bardzo skuteczne, praktycznie bezbolesne i nadają się do jasnej i ciemnej karnacji.

ZASTOSOWANIE

* usuwanie owłosienia

E-LIGHT - jest połączeniem IPL i fali radiowej (RF). Połączenie to wzmacnia działanie IPL, podgrzewając włos w celu „wskazania drogi” dla impulsu elektrycznego, który to niszczy bezpowrotnie komórki macierzyste w mieszku włosowym. E-light pozwala na głębszą penetrację i osiągnięcie szybszych efektów zabiegowych, skuteczniej likwidując ilość

owłosienia.

ZASTOSOWANIE

* usuwanie owłosienia,
* usuwanie zmarszczek,
* poprawa owalu twarzy,
* lifting twarzy,
* zmniejszanie widoczności rumienia,
* likwidacja trądziku,
* spłycanie głębokich blizn i rozstępów,
* usuwanie blizn potrądzikowych,
* usuwanie przebarwień,
* wygładzanie zmarszczek, poprawa tekstury skóry,
* poprawa owalu twarzy,
* fotoodmładzanie.

ND YAG Q-SWITCHED - skutecznie usuwa tatuaż oraz makijaż permanentny emitując krótkie impulsy światła (poniżej 10 nanosekund). Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozerwania barwnika a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry.

ZASTOSOWANIE

* usuwanie tatuażu,
* usuwanie makijażu permanentnego,
* usuwanie przebarwień,
* peeling "black doll" (odmładzenie skóry, oczyszczenie powierzchni skóry i zatkanych porów, stymulacja regeneracji i odnowy skóry)

PEELING "BLACK DOLL"

Zabieg polega na "strzałach" promieniem laserowym na skórę twarzy lub dekoltu pokrytej koloidalną pastą węglową.

Drobinki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności oraz pory skóry, a następnie absorbują energię światła lasera nd yag, która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami.

Efektem jest oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.

Producent: MLKJ WEIFANG, CHINY

Funkcje zabiegowe	E-light, SHR, Laser nd yag, RF
Kraj produkcji lampy	Wielka Brytania

LASER Q-SWITCHED ND-YAG

Żywotność	1MLN impulsów
Typ lasera	Q switched Nd: YAG Laser
Spektrum	1064µm/532µm/
Maksymalna energia	1500mj
Czas impulsu	□10ns
Częstotliwość powtarzania	1-6HZ
Rozmiar plamki	3mm
Napięcie	220-230V
System chłodzenia	chłodzenie cieczą
Pobór mocy	1000W

E-LIGHT

Kraj produkcji lampy	Wielka Brytania
Żywotność	do 200tys impulsów
gęstość energii IPL	1-50 J/cm2,
gęstość energii RF	1-50 J/cm2,
filtry	420/510/560/585/640/690/755/1200nm,
interwał	1-4s
liczba pulsów w interwale	1-6
przerwy między impulsami	5-50 ms,
długość impulsu	2-15ms,
wielkość plamki dużej	15x50mm,
zasilanie	220V 50 Hz,
pobór mocy	1600W,
system chłodzenia	chłodzenie wodą destylowaną, chłodzenie powietrzen, chłodzenie przez półprzewodnik,


temperatura chłodzenia	-4st. C-0st. C,

SHR

Kraj produkcji lampy	Wielka Brytania
Żywotność lampy	do 500tys impulsów
gęstość energii SHR	1-50 J/cm2,
filtry	420/510/560/585/640/690/755/1200nm,
długość umpulsu	1-5ms
częstotliwość	1-10Hz
długość impulsu	2-15ms,
wielkość plamki dużej	15x50mm,
zasilanie	220V 50 Hz,
pobór mocy	1600W,
system chłodzenia	chłodzenie wodą destylowaną, chłodzenie powietrzen, chłodzenie przez półprzewodnik,
temperatura chłodzenia	-4st. C-0st. C,

RF

Energia	0-100J/cm2
Częstotliwość	1Mhz



5904358860000