VENUS-BEAUTY.PL



# ADIPOLOGIE LFU URZĄDZENIE DO MODELOWANIA SYLWETKI

140000 zł brutto

Przejdź na stronę produktu

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Urządzenie o zastosowaniu niemedycznym, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

Czym jest Adipologie?
Adipologie to technologia rozproszonej fali ultradźwiękowej o niskiej częstotliwości (tzw. LFU). Urządzenie przeznaczone jest do nieinwazyjnego zmniejszania tkanki tłuszczowej, cellulitu, ujędrnienia oraz zagęszczenia skóry. Zabieg wykonuje się na określonych obszarach tj. brzuch, uda, pośladki, ramiona, boczki oraz łydki.

10 powodów, dlaczego warto zdecydować się na urządzenie Adipologie

**Venus Michał Matuszak**
ul. Legionów 52, 62-800 Kalisz | tel. +48 697 201 835 | info@venus-beauty.pl

* Głębokie działanie fali ultradźwiękowej do 50mm.
* Redukcja tkanki tłuszczowej bez naruszania tkanek, przez które przechodzi fala.
* Redukcja cellulitu wodnego oraz tłuszczowego.
* Bezbolesność i nieinwazyjność zabiegu (w przeciwieństwie do zabiegów HIFU, LASERA, ITD.)
* Ujędrnienie oraz zagęszczenie skóry.
* Opatentowana technologia i potwierdzona skuteczność.
* Efekt zmniejszenia obwodu obszaru zabiegowego widoczny od razu po zabiegu.
* Długotrwałe efekty.
* Dłuższe i selektywne oddziaływanie rozproszonej fali ultradźwiękowej o niskiej częstotliwości.
* Stymulacja kolagenu.

Jak wygląda przebieg zabiegu LFU?
Zabieg LFU rozpoczyna się od równomiernego nałożenia żelu USG na skórę oraz głowicę. Następnie w zależności od celu zabiegu wykonuje się dwie metody „stemplową" lub posuwistą. W przypadku redukcji tkanki tłuszczowej oraz cellulitu tłuszczowego wykonuje się pierwszą z metod, natomiast druga z technik znajduje swoje zastosowanie w przypadku redukcji cellulitu wodnego oraz ujędrnienia i zagęszczenia skóry.

Czym wyróżnia się technologia LFU?
Technologia LFU, czyli Low Frequency Ultrasound, dzięki niskiej częstotliwości wyróżnia się głębszym i dłuższym działaniem na komórki tłuszczowe, adipocyty. W rezultacie dochodzi do wzrostu uszkodzeń termicznych adipocytów z mniejszym oddziaływaniem na tkanki, przez które przechodzi. Co ważne, dzięki niskiej częstotliwości zabieg LFU można wykonać na wyższych energiach.

Z czym najlepiej łączyć zabieg Adipologie w celu zwiększenia efektywności zabiegu?
Zabieg Adipologie można łączyć z masażem podciśnieniowym, gdyż uaktywnia on metabolizowanie tkanki tłuszczowej. Należy jednak pamiętać, iż istotna jest kolejność wykonywanych zabiegów.

Jaka jest zalecana seria zabiegów?
Zalecana jest seria 4-6 zabiegów wykonywanych w odstępach co dwa tygodnie. Ilość zabiegów dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb oraz predyspozycji organizmu.

Wskazania:


Redukcja widoczności cellulitu
Modelowanie sylwetki
Poprawa wyglądu miejscowo nagromadzonej tkanki tłuszczowej
Ujędrnienie skóry

Poprawa napięcia i elastyczności skóry
Poprawa jakości skóry po redukcji masy ciała
Poprawa wyglądu skóry z utratą jędrności związaną z wiekiem
Wygładzenie nierówności powierzchni skóry
Poprawa konturu brzucha
Modelowanie okolicy talii
Modelowanie bioder
Modelowanie ud
Modelowanie pośladków
Modelowanie ramion
Modelowanie okolicy kolan
Poprawa wyglądu okolicy boczków
Poprawa wyglądu skóry pleców
Wspomaganie estetycznej przebudowy tkanek miękkich
Zabiegi anti-aging skóry ciała
Profilaktyka utraty jędrności skóry

NAJCZĘŚCIEJ OPRACOWYWANE OBSZARY
Brzuch
Talia
Boczki
Biodra
Pośladki
Uda (przód, tył, wewnętrzna i zewnętrzna strona)
Ramiona
Plecy
Okolica kolan
Łydki (wybrane przypadki)

Producent: AESTHETIC RENT SRL, HISZPANIA

| | |
|---|---|
| napięcie | 220-230V |
| częstotliwość | <500khz |
| technologia | LFU (LOW FREQUENCY MULTIFOCUS ULTRASOUND) |
| klasa ochrony | IP20 |
| średnica głowicy | 9cm |
| wymiary urządzenia | 50x40x22cm |



5904358864824